


®

ID 162A



- Білінер-білінбес сәйкестендіргіш
- Биоүйлесімді шыныдан инкапсулалау
- Жануардың жанасымсыз сәйкестендіргіші
- ISO 11784/85 FDX-B сәйкес келеді
- Сұйықтыққа батырылады


trovan ID 162A

TROVAN ID-162A ISONORM микротранспондері шағын білінер-білінбес сәйкестендіру таңбасы талап етілетін жағдайлар үшін әзірленген. Бұл конфигурация ең кіші мөлшердегі транспондерлерді және/немесе сұйықтықтардың ұзақ уақыт әсерін қажет ететін ірі мал шаруашылығы кешендерінде (мысалы, балық өсіру фермалары) қолдануға жарамды. Әрбір ISONORM ID-162A микротранспондері сәйкестендіру кодын қорғауды қажет етпейтін сәйкестендіру қосымшаларында пайдалануға арналған ISO 11784/85 стандартына сәйкес келеді.

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚТАР

Көпшілік имплантацияға арналған RAL-200
пистолеті

25 CAR-200 транспондері бар картридж



IM-1xxIN Бір реттік әрекет ететін имплантер



TRANSPONDER

ӨЛШЕМДЕРІ

Ұзындығы: 11,5 мм (0,44 дюйм)

Диаметрі: 2,12 мм (0,083 дюйм)

МАССАСЫ

0,095 г ± 0,02 г

СӘЙКЕСТЕНДІРУ КОДЫ

128 бит, зауытта бағдарламаланған

ПРОТОКОЛ

ISO 11784 / ISO 11785 FDX-B

КАПСУЛАЛАУ

Биоүйлесімді шыны

СКАНЕРЛЕУ БҰРЫШЫ

Сфералық

САҚТАУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ (сыналған экспозиция 1 сағат)

-40 °C бастап + 90 °C дейін (-40 °F бастап 194 °F
дейін) ЖҰМЫС ТЕМПЕРАТУРАСЫ

-25°C бастап + 85°C дейін (-13°F бастап 185°F
дейін)

ЖҰМЫС ЖИЛІГІ

1 34,2 кГц

ҚОРШАҒАН ОРТА

IP68

МЕХАНИКАЛЫҚ ҚЫСЫМ

Біліктегі макс. 10N

Радиалды макс. 40N

ДІРІЛ

Еркін -20 бастап 2000 Гц дейін/10 г / 1
сағ. білік Синус -20 бастап 2000 Гц
дейін/ 5 г / 1 сағ. білік

ҰСЫНЫЛДЫ:

trwarfID 162A

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚТАР
(жалғасы)
Ретрактор IM-100USL с
LAN-US Ланцет



NDL-100/15 Ине, 15 мм, люэр құлпы, қорғаныш қалпағы, стерильді емес, желімдеу нүктесі жоқ

DSP-100-1 Транспондердің қуаттандыру құрылғысы, тек ID-1xxA үшін
DSP-100-2 Транспондердің қуаттандыру құрылғысы, ID-1xxA және ID-100A (1,25) nano үшін
DSP-100-3 транспондерлеріне арналған қуаттандыру құрылғысы, ID-1xxA және ID-1xxA / 1.4 mini үшін

